

ASC35C19



# Armoire sécurisée pour la distribution de masques et gel hydroalcoolique - 35 casiers

## CONFORMITÉ

Article R.4422-1 du Code du travail, Loi 2020-546

## AVANTAGES

- Stockage de gel hydroalcoolique
- Stockage de masques

### MAIS AUSSI...

- Possibilité de fixation murale
- Fermeture individuelle à clef
- Porte-étiquette individuel par casier
- Portes individuelles renforcées avec amortisseur de bruit à la fermeture



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>ASC35C19</b>	Type de porte(s)	<b>Battantes</b>
Conformité	<b>Article R.4422-1 du Code du travail, Loi 2020-546</b>	Charnières	<b>Droite</b>
Construction de l'armoire	<b>Acier robuste et peinture époxy</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>Manuelle</b>
Couleur des portes	<b>Bleues RAL 7035</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>35</b>
Nombre de porte(s)	<b>35</b>		

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ASC35C19	1100 x 1380 x 150	35x (210 x 193 x 121)	0		0	0	43.00