

# Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives – pour caisson de filtration type CDF ou armoire AF10

## CONFORMITÉ

---

## AVANTAGES

---

- Conforme à la norme ISO 3744
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Référence	CDFCORG			Code douanier	38021000		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
CDFCORG	150 x 150		0		0	0	4.00