

CORG303



NFX
15-211



Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives – Compatible MF4-BE

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	CORG303			Code douanier	38021000		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
CORG303	100 x 755 x 405		0		0	0	16.00