

## Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour caisson de filtration type CDF ou armoire AF10

### CONFORMITÉ

---

### AVANTAGES

---

- Conforme à la norme ISO 3744
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Référence		CDFFOR		Code douanier		38021000	
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
CDFFOR	150 x 150		0		0	0	4.00