

CORG1301



NFX
15-211



Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives – pour anciens modèles de hottes type 1300, 1301, 1310 et 1311

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)

CORG1301

1000 x 500 x 500

Code douanier

38021000

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
CORG1301	70 x 730 x 380		0		0	0	15.00