

CORG3501



NFX
15-211




Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives – pour anciens modèles de hottes type 3500, 3501, 3510 et 3511

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)

CORG3501
1000 x 500 x 500

Code douanier

38021000

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
CORG3501	70 x 730 x 380		0		0	0	24.00