

CORG501



NFX
15-211




Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour anciens modèles de hottes type 500, 501, 510 et 511

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)

CORG501

700 x 500 x 500

Code douanier

38021000

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| CORG501 | (2 x)70 x 585 x 380 | | 0 | | 0 | 0 | 24.00 |