

CORG301



NFX
15-211



Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives – pour anciens modèles de hottes type 300, 301, 310 et 311

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	CORG301			Code douanier	38021000		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
CORG301	70 x 730 x 380		0		0	0	15.00