

CORG51



NFX
15-211



Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour mini-hottes à filtration type H60 et H70

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence **CORG51** Code douanier **38021000**
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) **600 x 400 x 400**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
CORG51	70 x 390 x 390		0		0	0	9.00