






## Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 500, 501, 510 et 511

## CONFORMITÉ

## **AVANTAGES**

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Référence	ce AMM500		Code douanier			38021000	
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
AMM500	(2 x )70 x 585 x 380		0		0	0	24.00

