

ORG1500



NFX
15-211




Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 1500, 1501, 1510 et 1511

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | ORG1500 | | | Code douanier | 38021000 | | |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
| ORG1500 | (2 x)70 x 585 x 380 | | 0 | | 0 | 0 | 24.00 |