

ORG500



NFX
15-211




Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 500, 501, 510 et 511

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)

ORG500

600 x 400 x 400

Code douanier

38021000

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ORG500	(2 x)70 x 585 x 380		0		0	0	15.00