

ORG300



NFX
15-211




Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 300, 301, 310 et 311

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Filtration spécifique à ces produits



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ORG300			Code douanier	38021000		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ORG300	70 x 730 x 380		0		0	0	16.00