

HEP300

## Filtre HEPA pour anciens modèles H301 - H311

### CONFORMITÉ

---



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Référence	HEP300			Code douanier	84213930		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
HEP300	68 x 305 x 305		0		0	0	1.00