


ABOA+F300

## Abonnement à la révision d'une armoire à filtration avec frais de déplacement entre 201 et 300 km (au départ du 92)

### CONFORMITÉ

---



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Référence

**ABOA+F300**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ABOA+F300			0		0	0	0.00