


ABOA+F450

Abonnement à la révision d'une armoire à filtration avec frais de déplacement entre 301 et 450 km (au départ du 92)

CONFORMITÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

ABOA+F450

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ABOA+F450			0		0	0	0.00