

REVHEP200

## Révision de hotte à filtration avec filtre HEPA avec frais de déplacement < 200 km (au départ du 92)

### CONFORMITÉ

---



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Référence

**REVHEP200**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
REVHEP200			0		0	0	0.00