







Armoire de sécurité à filtration - Haute 2 portes - 3 compartiments

CONFORMITÉ

CE, NF X 15-211

AVANTAGES

- · Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

Projet de norme EN 17242

MAIS AUSSI...

· Conforme aux

 Arrête 99,97% des particules ayant un diamètre supérieur à

préconisations pour la prévention des risques et la sécurité

Fenêtre de contrôle de la présence du filtre

 Capacité d'adsorption des filtres et système de filtration homologués à la norme NF X 15-211

• Disponible en

- différentes configurations : 1, 2, 3
- ou 4 compartiments
- À équiper d'un filtre à charbon actif testé à la norme NF X 15-211
- · Solution sans génie
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Etagères perforées pour l'écoulement des liquides
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- · Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Construction de l'armoire Couleur des portes

Nombre de porte(s)

Type de porte(s) Charnières

Fermeture de(s) porte(s)

AF43+

CE, NF X 15-211 acier 15/10e et portes double paroi blanche RAL 9010 liserets bleus RAL 5015

battantes droite et gauche

manuelle

Ventilation

Nombre de compartiment(s) Bac(s) de rétention Débit (m3/h)

Usage

Puissance électrique (watts) Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air) Code douanier

Entrée d'air latérale Sortie d'air en toiture

3 180

> Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs

60.00

94032080

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : AMM200)
- · Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives Compatible MF3-BE (Réf : CORG203)
- · Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : FOR200)
- · Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : ORG200)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
AF43+	1940 x 1600 x 650	1660 x (1 x)780+(2 x)380 x 500	0.00

