

TROA



NFX
15-211



Lot de 10 tubes à réactif dont 5 pour vapeurs corrosives et 5 pour vapeurs organiques

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Convient pour la détection de saturation du filtre
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TROA		Code douanier	32041600
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)	
TROA			1.00	