

TRAC



NFX
15-211



Lot de 10 tubes à réactif pour vapeurs corrosives

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Convient pour la détection de saturation du filtre
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TRAC	Code douanier	32041600
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
TRAC			1.00



TRIONYX
DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr