

TROR



NFX
15-211



Lot de 10 tubes à réactif pour vapeurs organiques

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Convient pour la détection de saturation du filtre
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TROR	Code douanier	32041600
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
TROR			1.00