

# Pompe manuelle pour mesurer la saturation d'un filtre à charbon actif

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Convient pour la détection de saturation du filtre
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

## MAIS AUSSI...

- Pompe manuelle permettant de mesurer le niveau de saturation du filtre à charbon actif



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PMAF	Code douanier	90271000
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
PMAF			2.00