

CDF-P



Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives

CONFORMITÉ

CE

AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques
- Filtration spécifique à ces produits

MAIS AUSSI...

- Adaptable sur tout type d'armoire
- Adaptation facile entre le caisson et l'équipement à ventiler
- Interrupteur marche-arrêt avec témoin lumineux
- Montage simple et esthétique
- Permet d'extraire les vapeurs chimiques contenues dans l'armoire de sécurité et de les purifier
- Solution sans génie civil
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	CDF-P	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	600 x 400 x 400
Conformité	CE	Code douanier	84146000

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Collier de serrage diamètre 100 mm (Réf : CDS100)
- Manchon de raccordement diamètre 100 mm (Réf : CHJ)
- 1 mètre de gaine souple en PVC (Réf : KL100)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
CDF-P	330 x 462 x 296		10.00