

Bac de rétention en PVC

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Dimensions à l'expédition H x L x P
(mm)

SBPVC
700 x 500 x 500

Code douanier

39269098

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| SBPVC | 90 x 530 x 460 | | 0 | | 0 | 0 | 3.00 |