

## Bac de rétention largeur 1000 mm

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence **B235** Code douanier **94032080**  
 Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) **1000 x 500 x 500**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
B235	100 x 1000 x 410		0		0	0	10.00