

C235



## Caillebotis pour bac de rétention B235

### CONFORMITÉ

0

### AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Construction de l'armoire

**C235**  
**Acier 15/10ème**

Code douanier

**94032080**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
C235	90 x 980 x 400		0		0	0	8.00