

BRC20



PE



Bac de rétention de 20L + caillebotis

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Fabrication en polyéthylène
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Les fuites des liquides et poudres sont circonscrites au fond du bac
- Rebords assurant le maintien des récipients entreposés
- Stockage rapide et en sécurité des récipients
- Haute résistance aux produits chimiques
- Facile à nettoyer
- Disponible en différentes dimensions et différents volumes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	BRC20			Code douanier	94032090		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
BRC20	155 x 600 x 400		0		0	0	3.00