





Bac de rétention de 30L + caillebotis

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Fabrication en polyéthylène
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

Les fuites des liquides et poudres sont circonscris au fond du bac

Haute résistance aux produits chimiques

Rebords assurant le maintien des récipients entreposés

Facile à nettoyer

- Stockage rapide et en sécurité des récipients



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence		BRC30			Code douanier		94032090		
	Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)	
	BRC30	155 x 805 x 405		0		0	0	4.50	

