

BR1000



PE



Palette de rétention pour cuve de 1 000L

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Fabrication en polyéthylène
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Haute résistance aux produits chimiques
- Rebords assurant le maintien des récipients entreposés
- Stockage rapide et en sécurité des récipients
- Les fuites des liquides et poudres sont circonscrites au fond du bac
- Facile à nettoyer
- Disponible en différentes dimensions et différents volumes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

BR1000

Code douanier

94032090

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
BR1000	1000 x 1450 x 1450		1000		0	0	105.00