

BR1000



PE



Palette de rétention pour cuve de 1 000L

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Fabrication en polyéthylène
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Haute résistance aux produits chimiques
- Rebords assurant le maintien des récipients entreposés
- Stockage rapide et en sécurité des récipients
- Les fuites des liquides et poudres sont circonscrites au fond du bac
- Facile à nettoyer
- Disponible en différentes dimensions et différents volumes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

BR1000

Code douanier

94032090

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| BR1000 | 1000 x 1450 x 1450 | | 1000 | | 0 | 0 | 105.00 |