

1619R



Flacon de sûreté avec joint torique viton – capacité 0,4 L

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Fermeture automatique des portes
- Equipement de rétention
- Stockage de produits inflammables et toxiques

MAIS AUSSI...

- Absence de fuites lorsque le flacon se renverse
- Bouchon obturateur avec son joint "nitrile-caoutchouc"
- Disponible en 2 coloris (rouge ou jaune)
- Disponible en différentes dimensions et différents volumes
- Dosage précis
- Double ouverture et fermeture étanche par ressort et joint torique
- Fermeture automatique
- Ouverture du clapet possible seulement sous la pression du doigt



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | 1619R | | | Code douanier | 73102910 | | |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
| 1619R | 222 x 65 x 65 | | 0 | | 0 | 0 | 0.10 |