

1619R



# Flacon de sûreté avec joint torique viton – capacité 0,4 L

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Fermeture automatique des portes
- Equipement de rétention
- Stockage de produits inflammables et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Absence de fuites lorsque le flacon se renverse
- Bouchon obturateur avec son joint "nitrile-caoutchouc"
- Disponible en 2 coloris (rouge ou jaune)
- Disponible en différentes dimensions et différents volumes
- Dosage précis
- Double ouverture et fermeture étanche par ressort et joint torique
- Fermeture automatique
- Ouverture du clapet possible seulement sous la pression du doigt



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	1619R			Code douanier	73102910		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
1619R	222 x 65 x 65		0		0	0	0.10