

B6U



Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 864 mm

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		B6U		Codice HS		94036000	
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
B6U	100 x 737 x 724		0		0	0	14.00