

C235-900



Vaschetta per armadio 2 porte - L900 - P615 mm

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)

C235-900
1000 x 500 x 500

Codice HS

94032080

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
C235-900	90 x 755 x 400		0		0	0	8.00