

T148



## Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	T148			Codice HS	94032080		
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
T148	80 x 420 x 380		0		0	0	6.00