

T235-900



Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L900 - P615 mm

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Dimensioni di spedizione HxWxD
(mm)

T235-900
700 x 500 x 500

Codice HS

94032080

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
T235-900	80 x 695 x 380		0		0	0	12.00