

C1T



Vaschetta di ritenzione

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		C1T		Codice HS		94032080	
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
C1T			0		0	0	8.00