

E235-900



Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 900 - P 615 mm

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello **E235-900** Codice HS **94032080**
Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) **1000 x 500 x 500**

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
E235-900	30 x 765 x 410		0		0	40	6.00