

B1

traghetto di ritenzione per armadio 791+

CONFORMITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Dimensioni di spedizione HxWxD
(mm)

B1
700 x 500 x 500

Codice HS

94032080

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
B1	100 x 480 x 315		0		0	0	5.00