

C2T



Vaschetta di ritenzione (copie)

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	C2T			Codice HS	94032080		
Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
C2T			0		0	0	8.00