







Armadio multirischio 105 minuti - 2 scompartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- Storage of flammables, corrosives and toxics
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per
- · Chiusura a chiave
- · Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento

- · Punto di fissaggio per la messa a terra
- Tested and approved according to FM 6050
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

Materiale

Colore porte Numero di porte

Tipo porte Cerniere Chiusura porta 794+M2

EN 14470-1. EN 1363-1

acciaio 12/10 e pareti interne in

bianco RAL 9010

porte battenti cerniere a destra chiusura automatica Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm)

Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento Griglia

Codice HS

2150 x 1200 x 800

Prese di entrata e di uscita dell'aria 100

2 2

94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- · Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta -L 635 - P 615 mm (Réf :
- Grigliati (Réf : C148)
- · Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SE48)
- · Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta -L635 - P615 mm (Réf :

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
794+M2	1950 x 635 x 620	(2 x 800) x 490 x 410	110	2	2	30	304.00

