

Armadio multirischio 105 minuti - 2 scompartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minutes
- Tested and approved according to FM 6050
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| Modello | 798+M2 | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 1300 x 1200 x 800 |
| Conformità | EN 14470-1, EN 1363-1 | Ventilazione | Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro |
| Materiale | acciaio 12/10 e pareti interne in melamina | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Colore porte | bianco RAL 9010 | Numero di compartimenti | 2 |
| Numero di porte | 1 | Vaschetta di contenimento | 2 |
| Tipo porte | porte battenti | Griglia | 2 |
| Cerniere | cerniere a destra | Codice HS | 94032080 |
| Chiusura porta | chiusura automatica | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf: CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf: KRC)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf: B148)
- Grigliati (Réf: C148)
- Mensola (Réf: E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf: T148)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 798+M2 | 1100 x 635 x 670 | 820 x 490 x 410 | 56 | 2 | 0 | 30 | 194.00 |