



## Armadio per prodotti fitosanitari in kit - 150 L

### CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

### ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of toxics and polluting products

### MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- 4 containment sumps with retention
- Doors with 2-point locking system
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the storage of your phytosanitary products safely



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>APK152</b>	Chiusura porta	<b>chiusura manuale</b>
Conformità	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>2000 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio 7/10</b>	Ventilazione	<b>orifizio di ventilazione laterale, alto e bassi</b>
Colore porte	<b>grigio RAL 7035</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>1</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
APK152	1800 x 500 x 422	1680 x 475 x 352	150	1	3	50	33.00