



Armadio per prodotti fitosanitari in kit - 150 L

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of toxics and polluting products

MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- 4 containment sumps with retention
- Doors with 2-point locking system
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the storage of your phytosanitary products safely



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	APK152	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2000 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 7/10	Ventilazione	orifizio di ventilazione laterale, alto e bassi
Colore porte	grigio RAL 7035	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
APK152	1800 x 500 x 422	1680 x 475 x 352	150	1	3	50	33.00