

Armadio per prodotti fitosanitari in kit - 300 L

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361

ADVANTAGES

- Compliant to the Public Health Code
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Storage of toxics and polluting products

MA ANCHE...

- 4 containment sumps with retention
- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the storage of your phytosanitary products safely
- Doors with 2-point locking system



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	APK302	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique, Article 4 décret n°87-361	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2000 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 7/10	Ventilazione	orifizio di ventilazione laterale, alto e bassi
Colore porte	grigio RAL 7035	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : CDF-P)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
APK302	1800 x 916 x 422	1680 x 891 x 352	300	1	3	50	55,00