

MR9B+



## Armadio multirischi 90 min - EN 14470-1 - melamine

### CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

### ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Storage of flammables, corrosives and toxics

#### MA ANCHE...

- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Built in melamine for acids-bases-toxics compartments
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Fixation for earthing (for flammable part)
- Self-closing door if the temperature rises to 47°C



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                 |   |                                     |  |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| Modello         | <b>MR9B+</b>                                  | Chiusura porta                      | <b>chiusura automatica e manuale</b>                 |
| Conformità      | <b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>                  | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | <b>2400 x 1300 x 800</b>                             |
| Materiale       | <b>melamina e acciaio 15/10 doppia parete</b> | Ventilazione                        | <b>entrata dell'aria laterale e uscita sul tetto</b> |
| Colore porte    | <b>bianco RAL 9010</b>                        | Diametro di ventilazione (mm)       | <b>100</b>   |
| Numero di porte | <b>4</b>                                      | Numero di compartimenti             | <b>4</b>   |
| Tipo porte      | <b>porte battenti</b>                         | Vaschetta di contenimento           | <b>1</b>   |
| Cerniere        | <b>cerniere a destra e sinistra</b>           | Codice HS                           | <b>94032080</b>                                      |

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : )
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Etagere/bac di ritenzione supplementare per gli scompartimenti acidi, basi, tossici (Réf : E8A2)
- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| MR9B+   | 2205 x 1270 x 615             |                               | 210                        | 1                         | 3       | 30                 | 400.00    |