

## 2 Moduli di stoccaggio 1 cassetto

### CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

### ADVANTAGES

- Made in France
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the separation of different types of chemicals
- Chiusura a chiave



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>A2T</b>	Chiusura porta	<b>chiusura manuale</b>
Conformità	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>2025 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio 10/10</b>	Ventilazione	<b>entrate dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro</b>
Colore porte	<b>bianco RAL 9010</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Numero di compartimenti	<b>2</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : )
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Mensola supplementare per Modulo di stoccaggio (Réf : ES1T)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
A2T	1825 x 1120 x 545	2x (1800 x 550 x 475)	240		8	50	160.00