

3 Moduli di stoccaggio 1 cassetto

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the separation of different types of chemicals
- Chiusura a chiave



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|--|
| Modello | A3T | Chiusura porta | chiusura manuale |
| Conformità | Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 2025 x 1200 x 800 |
| Materiale | acciaio 10/10 | Ventilazione | entrata dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro |
| Colore porte | bianco RAL 9010 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Numero di porte | 3 | Numero di compartimenti | 3 |
| Tipo porte | porte battenti | Codice HS | 94032080 |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettoni di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per Modulo di stoccaggio (Réf : ES1T)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| A3T | 1825 x 1680 x 545 | 3x (1800 x 550 x 475) | 360 | | 12 | 50 | 240.00 |