

## 4 Moduli di stoccaggio 1 cassetto

### CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

### ADVANTAGES

- Made in France
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the separation of different types of chemicals
- Chiusura a chiave



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>A4T</b>	Chiusura porta	<b>chiusura manuale</b>
Conformità	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>2025 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio 10/10</b>	Ventilazione	<b>entrata dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro</b>
Colore porte	<b>bianco RAL 9010</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>4</b>	Numero di compartimenti	<b>4</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : )
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Mensola supplementare per Modulo di stoccaggio (Réf : ES1T)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
A4T	1825 x 2240 x 545	4x (1800 x 550 x 475)	480		16	50	320.00