

Armadio basse acido-basi senza ventilazione - 60 L

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- PVC protections for acid compartment (included)
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Allows the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	AB56SV	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	870 x 1200 x 800
Conformità	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Ventilazione	entrate dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro
Materiale	acciaio 10/10	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	bianco RAL 9010	Numero di compartimenti	2
Numero di porte	2	Ripiani in PVC	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Vaschetta di contenimento in PVC	1
Chiusura porta	chiusura manuale	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : CDF-P)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AB56SV	670 x 1100 x 545	2x (645 x 540 x 475)	60	1	2	50	50.00